

叮当滴爱<sup>®</sup>  
天然胶乳橡胶避孕套  
· 使用说明书

【产品名称】天然胶乳橡胶避孕套  
【型号/规格】

表 1 型号、规格尺寸

型号	规格尺寸
普通平面型 Normal Smooth	长度 $\geq 160\text{mm}$ ; 宽度 $52\text{ mm} \pm 2\text{mm}$
螺旋型 Ribbed	长度 $\geq 160\text{mm}$ ; 宽度 $52\text{ mm} \pm 2\text{mm}$
颗粒型 Potted	长度 $\geq 160\text{mm}$ ; 宽度 $52\text{ mm} \pm 2\text{mm}$

【结构/组成】产品由天然橡胶和润滑剂组成。

【适用范围】在正确使用下，避孕套可有助于降低受孕风险及减少某些性传播感染的风险。

【产品性能】1、外观为无面或非无面（普通平面型、螺旋型、颗粒型），颜色为无色，加有润滑剂。

2、避孕套的开口端为卷边，卷边应完整，无破损或严重变形。

3、单个包装避孕套润滑剂总量为  $450\text{mg} \sim 500\text{mg}$ 。

【禁忌症】对天然胶乳橡胶使用过敏者慎用。

【注意事项、警示及提示性说明】

1、注意事项

★避孕套（安全套）用于非阴道性交时，会增加摩擦或破损的频率。

在正确使用下，避孕套可减少某些性传播疾病感染的风险。

★使用产品应小心谨慎，因避孕套（安全套）会被指甲和尖锐物和珠宝饰物，划痕及针孔等弄破。（图 1）

2、警示及提示性说明

如欲使用另一种润滑剂，则需使用经推荐的正确类型润滑剂，应避免使用石油基润滑剂，例如凡士林、婴儿油、浴液、按摩油、黄油及人造黄油等，以免破坏避孕套（安全套）的完整性。

【使用说明】

1、在性交前由任意一方将避孕套（安全套）戴在勃起的阴茎与对方身体有任何接触前戴上避孕套（安全套）以避免怀孕/性传播。从避孕套（安全套）单只包装有锯齿边的边缘撕开单只包装，小心地取出避孕套（安全套）。（图 2）

2、检查避孕套（安全套）主囊弯曲部分是否存在外面，如果不是，就没有问题了。应挤出避孕套（安全套）前部精囊内的空气。（图 3）

3、接着戴上避孕套（安全套），并伸展至阴茎末端，如果在性交过程中，避孕套（安全套）部分脱落，应立即将其套回原位。如果避孕套（安全套）滑落掉出，请更换新的避孕套（安全套）。

4、射精后，在阴茎仍然勃起时应立即捏紧地用手从阴茎根部按住避孕套（安全套），并尽快抽出阴茎，确保在阴茎完全抽离后再将避孕套（安全套）脱下。用纸巾包好避孕套（安全套）并放进垃圾桶内。（图 4）



为一次性使用产品  
避孕套（安全套）为润滑型，润滑剂未添加杀精剂。